

AccuTech® Sterile Ultra-Clean 91-210

Guanti sterili
in lattice senza
polvere

Combinazione unica di sterilità
e igiene ai massimi livelli



I guanti AccuTech Sterile Ultra-Clean 91-210 di Ansell rappresentano il punto di riferimento del settore in materia di compatibilità con le camere pulite. Questo guanto offre all'utilizzatore comfort e presa; essendo prodotto su forme specifiche per mano destra e sinistra, la destrezza risulta eccezionale. La sterilità e i

bassi livelli di particelle estraibili, permettono ad AccuTech Sterile Ultra-Clean 91-210 di offrire un'eccellente protezione contro la contaminazione dei prodotti. Grazie a tutte queste caratteristiche, il guanto è particolarmente adatto per le applicazioni asettiche dell'industria farmaceutica.

Ansell

Uso consigliato

Operazioni ad alto rischio con produzione asettica di farmaci, come la produzione di vaccini e altre procedure, e la preparazione di siringhe preriempite.

ISO 4 (Classe 100)

Sicurezza ottimale per camere pulite

Il guanto AccuTech Sterile Ultra-Clean 91-210 ha un contenuto particellare ultra-basso, con basso livello di estraibili; caratteristiche che rendono il guanto compatibile con ambienti ISO 4 classe 100 e classe 10 (vedere tabella). Durante il processo di produzione non viene aggiunto alcun pigmento, assicurando ulteriormente l'utilizzatore da possibili contaminazioni.

I massimi livelli di igiene e sterilità rendono il guanto ideale per le applicazioni asettiche dell'industria farmaceutica.

Codici prodotto

| | |
|-----------|---------------------------|
| Taglie | 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 |
| Lunghezza | min. 280 mm |
| Colore | Naturale |

Imballaggio

Il guanto è imballato per paio singolo con un foglio di polietilene, all'interno di una busta dello stesso materiale termosaldato; 10 paia per sacchetto master; 20 sacchetti master per cartone esterno, 200 paia per cartone. Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente, compatibile per camere pulite.

I guanti presentano un doppio imballaggio per la massima protezione dalle contaminazioni.

I sacchetti in polietilene dispongono di una facile apertura a strappo.

AccuTech® Sterile Ultra-Clean 91-210

Guanti sterili in lattice senza polvere

Comfort e facilità d'uso

Le forme anatomiche per mano destra e mano sinistra rappresentano l'elemento principale della calzabilità unica del guanto AccuTech Sterile Ultra-Clean 91-210. Il guanto è disponibile in sette taglie, per rispondere alle esigenze di tutti gli utilizzatori. La formulazione specifica in lattice offre il massimo comfort e grande destrezza. Il guanto ha un polso arrotolato, con bordino salvagoccia, che si adatta alla perfezione sopra il camice. La finitura liscia garantisce una presa ottimale.

Sicurezza e qualità

Il guanto AccuTech Sterile Ultra-Clean 91-210 è in lattice di gomma naturale con contenuto molto basso di proteine (< 50µg) in base al test di Lowry modificato (EN455/3). Questo elemento, associato all'assenza di polvere, riduce notevolmente il rischio di allergie di Tipo I.

Grazie alla formulazione del lattice, il guanto offre un buon livello di resistenza alla perforazione.

La massima qualità è anche garantita dal fatto che non vengono aggiunte cariche (filler) durante il processo di produzione del guanto.

Particelle:

- Media totale: 0.5-20µm
- Specifica: <600 particelle/cm²
- Valore tipico: 334 particelle/cm²

Estraibili (µg/cm²):

- Ca²⁺ : 0.10
- Cl⁻ : 0.20
- NO₃⁻ : 0.01
- Na⁺ : 0.01
- SO₄²⁻ : 0.02

Le informazioni riportate nel presente documento riguardano caratteristiche e valori tipici del prodotto e non devono essere interpretate come specifiche di prestazione del prodotto stesso.

CE 0493



EN374 EN374

Ansell

Ansell Limited è leader mondiale nel settore di prodotti barriera e protettivi per la sicurezza dell'uomo. Con sedi nelle due Americhe, in Europa e in Asia ed oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo, Ansell occupa posizioni di primo piano nel mercato dei guanti in lattice naturale e polimeri sintetici e in quello dei profilattici. Ansell opera in tre segmenti di mercato. Occupational Healthcare, specializzato in guanti per il settore industriale, Professional Healthcare, specializzato in guanti per uso chirurgico e medicale destinati ai professionisti della sanità e Consumer Healthcare, specializzato nella produzione di profilattici e guanti per uso domestico. Per maggiori informazioni su Ansell e i suoi prodotti, visitate il sito <http://www.anselleurope.com>