

Conform[®]+

Sicurezza e comfort per
manipolazioni delicate

III Categoria di rischio



Guanti ambidestri di lattice monouso

I guanti Conform[®]+ sono prodotti con gomma di lattice naturale. Uniscono alla sicurezza data dall'assenza di polvere, la resistenza chimica e proprietà fisiche eccezionali. Come una seconda pelle, offrono il massimo comfort e sensibilità, per manipolazioni oltremodo precise. Il basso contenuto di proteine riduce il rischio di allergie associate al lattice, per chi li indossa. È la soluzione pratica che combina destrezza, tattilità e protezione.

Uso consigliato

- Lavori tecnici e analisi di laboratorio
- Preparazione di prodotti farmaceutici
- Ispezione dei prodotti e controllo qualità
- Montaggio di componenti elettronici
- Maneggio di parti complesse

Ottima sensibilità sulla punta delle dita.

Ideale per le manipolazioni delicate che richiedono la massima attenzione.

Ambidestri: si adattano indifferentemente alle due mani.

Più convenienti ed economici.

Tre taglie bastano per tutte le misure delle mani. Le scorte possono essere ridotte al minimo.

Lattice naturale.

Flessibile e comodo. Più fresco del vinile. Ottima presa e flessibilità delle dita.

Indice AQL: 1,5.

Impermeabile. Assicurazione della qualità costante.

Disponibile con polvere antisudore.

Più comodo da portare, più facile da calzare, aiuta ad assorbire la sudorazione.

Confezionamento

Dispenser da 100 pezzi. 10 dispenser per cartone.

Specifiche

Riferimento	Descrizione	Stile	Taglia EN	Lunghezza	Colore	Spessore
69-140	Con polvere	Dispenser da 100 pezzi	5-6 1/2 (S), 7-8 1/2 (M), 9-10 1/2 (L)	240 mm	Naturale	0.12 mm
69-150	Senza polvere	Dispenser da 100 pezzi	5-6 1/2 (S), 7-8 1/2 (M), 9-10 1/2 (L)	240 mm	Naturale	0.12 mm

Adatto per applicazioni particolari.



EN374



EN374

CE 0493

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

