

# DermaShield®

La soluzione più avanzata nella prevenzione delle allergie

Categoria III



## Guanti sintetici, destro sinistro, senza acceleratori vulcanizzanti

Costruiti con policloroprene, i guanti DermaShield® sono oggi il prodotto sterile tecnicamente più avanzato attualmente sul mercato. Privi di acceleratori e proteine del lattice, questi guanti riducono al minimo il rischio di allergie di Tipo I e IV associate al lattice di gomma naturale. DermaShield® offre il comfort e la flessibilità dei guanti di gomma naturale, ad un prezzo paragonabile, ma la composizione in neoprene garantisce una migliore resistenza chimica. Il nuovo polso con bordo antigoccia garantisce una tenuta salda del guanto sull'avambraccio, per una maggiore protezione. DermaShield®: il guanto ideale per proteggere sia il lavoratore sia il prodotto.

## Uso consigliato

Uso consigliato

- Produzione aseptica di farmaci
- Biotecnologie
- Produzione di dispositivi medicali
- Manipolazione di agenti citostatici

## Bassa allergenicità

I guanti DermaShield® riducono al minimo le potenziali allergie e reazioni cutanee, soprattutto per i rischi di: • allergie di Tipo IV, in quanto privi di acceleratori; • allergie di Tipo I, in quanto privi di gomma naturale. La composizione in policloroprene offre un elevato grado di resistenza a Etanolo e IPA, il polso antigoccia di nuova concezione garantisce una tenuta salda del guanto sull'avambraccio, per una maggiore protezione. Il controllo qualità è garantito da metodi di ispezione in linea (AQL): AQL 0.65 per microforature, tenuta dell'aria

prima dell'imballaggio.

## Massimo comfort

DermaShield® offre un livello di comfort paragonabile a quello di un guanto in lattice di gomma naturale. Le caratteristiche di flessibilità ed allungamento sono eccellenti, derivate dalla formulazione unica di una miscela specifica di policloroprene. Le sette taglie disponibili assicurano la perfetta calzatura per tutti gli utilizzatori, per una migliore destrezza.

## Facilità d'uso e manipolazione sicura

Il rivestimento interno sintetico di poliuretano facilita la calzabilità del guanto. Lo stesso rivestimento interno facilita anche un eventuale utilizzo di doppio guanto, per soddisfare un'esigenza sempre più crescente del settore farmaceutico e della produzione di dispositivi medicali. Lo speciale trattamento della superficie esterna e il costante monitoraggio dei valori relativi alla presa, durante tutto il

processo di produzione, garantiscono manipolazioni sicure dei prodotti.

## Sterilità per applicazioni in camera pulita

I guanti DermaShield® 73-70I e 73-71I sono sterili e specificamente idonei per ambienti critici ISO 5 (Classe 100). Il guanto DermaShield® 73-72I è disponibile per ambienti controllati non sterili.

## Conformità certificata

I numeri di lotto e le date di scadenza sono riportati su tutti i livelli di imballaggio, dal sacchetto master al cartone per la spedizione. Ogni lotto è accompagnato da un Certificato di Conformità (COC), disponibile su Internet all'indirizzo <http://www.ansell.eu/coc>

## Confezionamento

70-70I & 70-71I: Per paio: guanti imballati per paio in un foglio di polietilene dentro una busta dello stesso materiale termosaldato; 10 paia per

sacchetto master; 5 sacchetti master per scatola; 4 scatole per cartone; 200 paia per cartone. Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camere pulite. I sacchetti in polietilene dispongono di invito per la facile apertura a strappo. I guanti presentano un triplo imballaggio per la massima protezione dalle contaminazioni. 73-72I: in quantità: 20 guanti per mano destra e mano sinistra imballati in scomparti separati all'interno di un sacchetto in polietilene di facile apertura (con linea invito perforata); 1 sacchetto di polietilene imballato in sacchetto master sigillato sottovuoto; 2 sacchetti master per sacchetto HDPE sigillato sottovuoto; 5 di questi sacchetti per scatola; 200 paia per cartone. Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camere pulite. I guanti presentano un triplo imballaggio per la massima protezione dalle contaminazioni.

## Specifiche

Riferimento	Descrizione	Taglia EN	Lunghezza	Colore	Spessore	Polso	Confezionamento	
73-70I	Senza polvere - Sterile	Ruvido	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	310 mm	Verde	0.175 mm	Dritto	Per paio
73-71I	Senza polvere - Sterile	Ruvido	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	310 mm	Verde	0.175 mm	Salvagoccia	Per paio
73-72I	Senza polvere	Ruvido	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	310 mm	Verde	0.175 mm	Salvagoccia	In quantità



EN374



EN374



EN421

CE 0493

Ansell Healthcare Europe N.V.  
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

Ansell