

# Ansell verstehen

## Logos und Symbole

### Produktinformation

Information tag:

The diagram illustrates the Ansell glove information tag. It shows five size logos: XS (pink), S (yellow), M (light pink), XL (teal), and L (purple). Each size logo is a square divided into three horizontal sections: the top section contains the size letter, the middle section contains 'POWDERED', and the bottom section contains 'LATEX'. A legend on the right explains the components: 'Farbcodierung (Nur Spender für Untersuchungshandschuhe)' points to the size letter; 'Größe' points to the size letter; 'Gepudert / Ungepudert' points to the 'POWDERED' section; and 'Material' points to the 'LATEX' section.



Dieses Produkt ist aus Synthetikmaterial ohne Zusatz von Naturlatex hergestellt.

### Herstellerinformationen



Haltbar bis /  
Verfallsdatum



Losnummer / Chargencode



Steril, sterilisiert mit  
(Gamma-) Strahlen



Hersteller



Herstellungsdatum

The Ansell logo, featuring the word 'Ansell' in a bold, blue, sans-serif font with a green swoosh underneath.

## Verpackungsinformationen



Ein Handschuhpaar



Ca. 100 Handschuhe

40 Pairs 

Ein Spender à 40 Paar


4x50 Pairs 

Vier Spender à 50 Paar


## Lagerungs- und Anwendungsinformationen




Zerbrechlich / Mit Vorsicht  
behandeln



Direktes Sonnenlicht  
vermeiden



Oben - Unten /  
Diese Seite nach oben



Höchsttemperatur



Ozon vermeiden



An einem kühlen,  
trockenen Ort lagern

## Praktische Hinweise

**REF**

Art.-Nr. /  
Katalognummer



Einweghandschuh /  
Nicht erneut verwenden



Autorisierter Repräsentant in  
der Europäischen Gemeinschaft

## Qualitätszeichen



**AR 02**

Gost mark (Russland)

**CE 0086**

Zugelassene Stelle (BSI)



Kitemark (GB)



Norme française  
(Französische Norm)